




Produktspezifikation

Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 500 ml, (LxØ):
150 x 70 mm, graduiert, PP, transparent

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.9922.812
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 500 ml, (LxØ): 150 x 70 mm, transparent, Verschluss: natur, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss montiert, 40 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	500 ml

Maße

Nennvolumen	500 ml
Volumen max	500 ml
Durchmesser	70 mm
Höhe des Produktes	150 mm
Länge des Produktes	150 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 500 ml, (LxØ):
150 x 70 mm, graduert, PP, transparent**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	80
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	40
Stück pro Umkarton	80
Stück pro Palette	1280
Tiefe des Umkartons	548 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	408 mm
Volumen des Umkartons	0,1445 cbm
Gewicht des Produktes	0,0625 kg
Gewicht des Umkartons	5,87 kg
EAN des Innenkartons	4038917153324
EAN des Umkartons	4038917350921

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT