



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.108
Artikelbeschreibung	Eindruckstopfen, weiß, passend für 2 ml Probengefäß 73.663, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindruckstopfen
Passend für	2 ml Probengefäß 73.663

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	640000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0004 kg
Gewicht des Umkartons	4,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917080866
EAN des Umkartons	4038917000048

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

