



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.643
Artikelbeschreibung	Archivierungs-Schraubverschluss, Material: HD-PE, hellblau, für Röhren 75 x 13 mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Röhren 75 x 13 mm

Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	hellblau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	300000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	175 mm
Volumen des Umkartons	0,0249 cbm
Gewicht des Produktes	0,0008 kg
Gewicht des Umkartons	4,51 kg
EAN des Innenkartons	4038917319874
EAN des Umkartons	4038917319867

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

