



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.719
Artikelbeschreibung	Übergriffstopfen, natur, passend für Röhren Ø 11,5 und 12 mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Übergriffstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 11,5 und 12 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	320000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0009 kg
Gewicht des Umkartons	5,04 kg
EAN des Innenkartons	4038917083676
EAN des Umkartons	4038917002578

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

