



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.724
Artikelbeschreibung	Übergriffstopfen, natur, passend für Röhren Ø 13 mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Übergriffstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 13 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	200000
Tiefe des Umkartons	522 mm
Breite des Umkartons	322 mm
Höhe des Umkartons	345 mm
Volumen des Umkartons	0,058 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	11,01 kg
EAN des Innenkartons	4038917083720
EAN des Umkartons	4038917358064

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

