



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.744.999
Artikelbeschreibung	Codierplättchen, Farbmix, passend für Schraubverschlüsse der Röhren 16,5 mm, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	Schraubverschlüsse der Röhren 16,5 mm
-------------	---------------------------------------

Material & Farben

Material des Produktes	Styrol-Butadien (SB)
Farbe des Produktes	Farbmix

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	3000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	3000
Stück pro Palette	972000
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0004 kg
Gewicht des Umkartons	1,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917358156
EAN des Umkartons	4038917358149

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

