



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.782
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 10 und 11 mm, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 10 und 11 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	600000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	175 mm
Volumen des Umkartons	0,0249 cbm
Gewicht des Produktes	0,0004 kg
Gewicht des Umkartons	4,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917084093
EAN des Umkartons	4038917002950

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

