



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.790
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 23,5 mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 23,5 mm

Maße

Durchmesser	22,85 mm
Höhe des Produktes	22,1 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 84000
Tiefe des Umkartons 388 mm
Breite des Umkartons 378 mm
Höhe des Umkartons 250 mm
Volumen des Umkartons 0,0367 cbm
Gewicht des Produktes 0,0018 kg
Gewicht des Umkartons 4,07 kg
EAN des Innenkartons 4038917084130
EAN des Umkartons 4038917002981

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

