



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 65.793.514  
Artikelbeschreibung Eindrückstopfen, gelb, passend für Röhren Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss Standardstopfen  
Verschlussart Eindrückstopfen  
Passend für Röhren Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Eindrückstopfen, gelb, passend für Röhren Ø**  
**15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm**

**Seite 2**

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 5000          |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 1000          |
| Stück pro Umkarton          | 5000          |
| Stück pro Palette           | 180000        |
| Tiefe des Umkartons         | 398 mm        |
| Breite des Umkartons        | 398 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 265 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,042 cbm     |
| Gewicht des Produktes       | 0,0014 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 7,56 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917120845 |
| EAN des Umkartons           | 4038917017480 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**