



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.803
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 15,7 mm & Küvette 67.743, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 15,7 mm & Küvette 67.743

Maße

Durchmesser	16,35 mm
Höhe des Produktes	20,45 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 5000
Stück pro Palette 210000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 250 mm
Volumen des Umkartons 0,0396 cbm
Gewicht des Produktes 0,0013 kg
Gewicht des Umkartons 7,1 kg
EAN des Innenkartons 4038917084192
EAN des Umkartons 4038917003056

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

