



**Produktspezifikation**  
**Eindruckstopfen, violett, passend für Röhren Ø 15,7 mm**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.803.005  
Artikelbeschreibung Eindruckstopfen, violett, passend für Röhren Ø 15,7 mm,  
1.000 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschluss Standardstopfen  
Verschlussart Eindruckstopfen  
Passend für Röhren Ø 15,7 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes violett

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	210000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0396 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	7,12 kg
EAN des Innenkartons	4038917121088
EAN des Umkartons	4038917017657

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

