



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 65.803.302  
Artikelbeschreibung Eindrückstopfen, grün, passend für Röhren Ø 15,7 mm,  
1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart Eindrückstopfen  
Passend für Röhren Ø 15,7 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes grün

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	200000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	7,04 kg
EAN des Innenkartons	4038917368667
EAN des Umkartons	4038917368650

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

