



Produktspezifikation
**Eindruckstopfen, violett, passend für Röhren Ø
15,7 mm**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.803.305
Artikelbeschreibung Eindruckstopfen, violett, passend für Röhren Ø 15,7 mm,
1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart Eindruckstopfen
Passend für Röhren Ø 15,7 mm

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes violett

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 1000 |
| Stück pro Umkarton | 5000 |
| Stück pro Palette | 200000 |
| Volumen des Umkartons | 0,0382 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0013 kg |
| Gewicht des Umkartons | 7,04 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917368698 |
| EAN des Umkartons | 4038917368681 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

