



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.803.332  
Artikelbeschreibung Eindrückstopfen, gelb, passend für Röhren Ø 15,7 mm,  
1.000 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschlussart Eindrückstopfen  
Passend für Röhren Ø 15,7 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes gelb

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	200000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	7,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917368759
EAN des Umkartons	4038917368742

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

