



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.803.932
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, gelb, passend für Röhren Ø 15,7 mm, 1.000 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 15,7 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	gelb

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	210000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0396 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	7,88 kg
EAN des Innenkartons	4038917121149
EAN des Umkartons	4038917017671

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

