



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.806.300
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, transparent, passend für Röhren Ø 13 mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 13 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	400000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0006 kg
Gewicht des Umkartons	6,97 kg
EAN des Innenkartons	4038917368810
EAN des Umkartons	4038917368803

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

