



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.806.509
Artikelbeschreibung Eindruckstopfen, orange, passend für Röhren Ø 13 mm,
1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart Eindruckstopfen
Passend für Röhren Ø 13 mm

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes orange

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	400000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0002 kg
Gewicht des Umkartons	7,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917121231
EAN des Umkartons	4038917033831

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

