



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.809.001
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, rosa, passend für Röhren Ø 12 mm, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 12 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	rosa

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	400000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0002 kg
Gewicht des Umkartons	7 kg
EAN des Innenkartons	4038917121309
EAN des Umkartons	4038917033855

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

