



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 65.809.003 |
| Artikelbeschreibung | Eindruckstopfen, violett, passend für Röhren Ø 11,5 und 12 mm, 1.000 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------|-------------------------|
| Verschluss | Standardstopfen |
| Verschlussart | Eindruckstopfen |
| Passend für | Röhren Ø 11,5 und 12 mm |

Material & Farben

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Material des Produktes | Low Density Polyethylen (LD-PE) |
| Farbe des Produktes | violett |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | nein |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 10000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 1000 |
| Stück pro Umkarton | 10000 |
| Stück pro Palette | 420000 |
| Tiefe des Umkartons | 398 mm |
| Breite des Umkartons | 398 mm |
| Höhe des Umkartons | 250 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0396 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0006 kg |
| Gewicht des Umkartons | 6,66 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917121316 |
| EAN des Umkartons | 4038917017770 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

