



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.809.499
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, rot, passend für Röhren Ø 11,5 und 12 mm, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 11,5 und 12 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	420000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0396 cbm
Gewicht des Produktes	0,0006 kg
Gewicht des Umkartons	6,66 kg
EAN des Innenkartons	4038917121521
EAN des Umkartons	4038917017800

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

