



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.9923.394
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, gelb, passend für 70 ml, 120 ml Container

Produkteigenschaften

Passend für	70 ml, 120 ml Container
-------------	-------------------------

Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20000
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	24000
Volumen des Umkartons	0,0829 cbm
Gewicht des Produktes	0,0049 kg
Gewicht des Umkartons	10,62 kg
EAN des Innenkartons	4038917957199
EAN des Umkartons	4038917031851

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

