



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 93.876.581 |
| Artikelbeschreibung | Lagerbox, Stülpdeckel, Material: PP, grün, Rastermaß: 9 x 9, für 81 Gefäße, passend für Gefäße mit Abmessungen von max. 45 x 12 mm, 5 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|--|
| Verschlussart | Stülpdeckel |
| Passend für | Gefäße mit Abmessungen von max. 45 x 12 mm |
| Lagerkapazität | 81 |
| Rastermaß | 9 x 9 |
| Autoklavierbar (max. °C) | 121 °C |

Maße

| | |
|----------------------|--------|
| Breite des Produktes | 130 mm |
| Höhe des Produktes | 45 mm |
| Länge des Produktes | 130 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | grün |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Verschlusses | transparent |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 20 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 5 |
| Stück pro Umkarton | 20 |
| Stück pro Palette | 1680 |
| Tiefe des Umkartons | 132 mm |
| Breite des Umkartons | 264 mm |
| Höhe des Umkartons | 470 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0163 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,143 kg |
| Gewicht des Umkartons | 3,17 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917161114 |
| EAN des Umkartons | 4038917415200 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

