



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.877
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Scharnierdeckel, Material: PP, transparent, Rastermaß: 10 x 10, für 100 Gefäße, passend für Gefäße mit Abmessungen von max. 45 x 12 mm, 5 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Scharnierdeckel
Passend für	Gefäße mit Abmessungen von max. 45 x 12 mm
Lagerkapazität	100
Rastermaß	10 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Breite des Produktes	140 mm
Höhe des Produktes	55 mm
Länge des Produktes	150 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	720
Tiefe des Umkartons	305 mm
Breite des Umkartons	279 mm
Höhe des Umkartons	305 mm
Volumen des Umkartons	0,026 cbm
Gewicht des Produktes	0,1835 kg
Gewicht des Umkartons	4,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917161152
EAN des Umkartons	4038917161145

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

