



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.877.610
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Scharnierdeckel, Material: PP, blau, Rastermaß: 10 x 10, für 100 Gefäße, passend für Gefäße mit Abmessungen von max. 45 x 12 mm, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Scharnierdeckel
Passend für	Gefäße mit Abmessungen von max. 45 x 12 mm
Lagerkapazität	100
Rastermaß	10 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	140 mm
Höhe des Produktes	55 mm
Länge des Produktes	150 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	blau
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	blau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	720
Tiefe des Umkartons	305 mm
Breite des Umkartons	279 mm
Höhe des Umkartons	305 mm
Volumen des Umkartons	0,026 cbm
Gewicht des Produktes	0,1835 kg
Gewicht des Umkartons	4,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917161251
EAN des Umkartons	4038917161244

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

