




Produktspezifikation

Ständer, PP, Rastermaß: 12 x 8, passend für
Reagiergefäße und Röhren mit Ø 4-30 mm

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.879
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PP, mehrfarbig, Rastermaß: 12 x 8, (LxBxH): 108 x 108 x 257 mm, passend für Reagiergefäße und Röhren mit Ø 4-30 mm, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	Reagiergefäße und Röhren mit Ø 4-30 mm
Rastermaß	12 x 8
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	108 mm
Höhe des Produktes	257 mm
Länge des Produktes	108 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Ständer, PP, Rastermaß: 12 x 8, passend für
Reagiergefäße und Röhren mit Ø 4-30 mm

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes mehrfarbig

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 4
Stück pro Palette 384
Tiefe des Umkartons 216 mm
Breite des Umkartons 254 mm
Höhe des Umkartons 241 mm
Volumen des Umkartons 0,0132 cbm
Gewicht des Produktes 0,8348 kg
Gewicht des Umkartons 3,6 kg
EAN des Innenkartons 4038917355162
EAN des Umkartons 4038917355155

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT