



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.881
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpdeckel, Material: PP, blau, Rastermaß: 4 x 4, für 16 Gefäße, passend für 50 ml Röhren und Röhren bis 30 mm Durchmesser, 2 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Passend für	50 ml Röhren und Röhren bis 30 mm Durchmesser
Lagerkapazität	16
Rastermaß	4 x 4
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	144 mm
Höhe des Produktes	127 mm
Länge des Produktes	144 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	blau
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	2
Stück pro Umkarton	12
Stück pro Palette	420
Tiefe des Umkartons	251 mm
Breite des Umkartons	300 mm
Höhe des Umkartons	452 mm
Volumen des Umkartons	0,034 cbm
Gewicht des Produktes	0,2228 kg
Gewicht des Umkartons	3,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917355223
EAN des Umkartons	4038917355216

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

