



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 95.064.259 |
| Artikelbeschreibung | Karton, Styropor, 20 Plätze für Reagiergefäße, 8 St./Packung |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------|-------|
| Lagerkapazität | 20 |
| Rastermaß | 5 x 4 |

Material & Farben

| | |
|------------------------|----------|
| Material des Produktes | Styropor |
| Farbe des Produktes | weiß |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Produktkategorie | Keine Kennzeichnung erforderlich |
| Chargiert | Lotnummer |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 16 |
| Stück pro Innenkarton | 8 |
| Stück pro Umkarton | 56 |
| Stück pro Palette | 1792 |
| Tiefe des Umkartons | 401 mm |
| Breite des Umkartons | 451 mm |
| Höhe des Umkartons | 280 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0504 cbm |
| Gewicht des Umkartons | 1,36 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917386883 |
| EAN des Umkartons | 4038917386876 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

