



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.64.259
Artikelbeschreibung Ständer, Material: Styropor, weiß, Rastermaß: 5 x 4, für 20 Gefäße, 8 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Lagerkapazität 20
Rastermaß 5 x 4

Material & Farben

Material des Produktes Styropor
Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	56
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	8
Stück pro Umkarton	56
Stück pro Palette	1792
Volumen des Umkartons	0,0559 cbm
Gewicht des Produktes	0,0238 kg
Gewicht des Umkartons	1,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917386883
EAN des Umkartons	4038917386876

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

