



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.64.916
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpdeckel, Material: Pappe, weiß, Rastermaß: 4 x 4, für 16 Gefäße, passend für Röhren bis max. 34 mm Ø, Röhrenhöhe zwischen 89-115 mm, 1 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Passend für	Röhren bis max. 34 mm Ø, Röhrenhöhe zwischen 89-115 mm
Lagerkapazität	16
Rastermaß	4 x 4

## Maße

Breite des Produktes	148 mm
Höhe des Produktes	116 mm
Länge des Produktes	148 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Pappe
Farbe des Verschlusses	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	30
Stück pro Palette	360
Tiefe des Umkartons	495 mm
Breite des Umkartons	419 mm
Höhe des Umkartons	546 mm
Volumen des Umkartons	0,1134 cbm
Gewicht des Produktes	0,1337 kg
Gewicht des Umkartons	5,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917095679
EAN des Umkartons	4038917007832

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

