



### **Artikelbeschreibung**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 95.64.923   |
| Artikelbeschreibung | Lagerbox, Stülpdeckel, Material: Pappe, weiß, Rastermaß: 10 x 10, für 100 Gefäße, passend für Röhren bis max. 12 mm Ø, Röhrenhöhe zwischen 29-34 mm, 1 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                |   |
|----------------|---|
| Verschlussart  | Stülpdeckel   |
| Passend für    | Röhren bis max. 12 mm Ø, Röhrenhöhe zwischen 29-34 mm |
| Lagerkapazität | 100   |
| Rastermaß      | 10 x 10   |

### **Maße**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Breite des Produktes | 135 mm |
| Höhe des Produktes   | 34 mm  |
| Länge des Produktes  | 135 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Material des Produktes    | Pappe |
| Farbe des Produktes       | weiß  |
| Material des Verschlusses | Pappe |
| Farbe des Verschlusses    | weiß  |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1             |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 1             |
| Stück pro Umkarton          | 156           |
| Stück pro Palette           | 1872          |
| Tiefe des Umkartons         | 495 mm        |
| Breite des Umkartons        | 419 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 546 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,1134 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0815 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 13,4 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917095716 |
| EAN des Umkartons           | 4038917067454 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

