



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.64.924
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpdeckel, Material: Pappe, weiß, Rastermaß: 12 x 12, für 144 Gefäße, passend für Röhren bis max. 9,5 mm Ø, Röhrenhöhe zwischen 19-26 mm, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Passend für	Röhren bis max. 9,5 mm Ø, Röhrenhöhe zwischen 19-26 mm
Lagerkapazität	144
Rastermaß	12 x 12

Maße

Breite des Produktes	135 mm
Höhe des Produktes	28 mm
Länge des Produktes	135 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Pappe
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	216
Stück pro Palette	2592
Tiefe des Umkartons	521 mm
Breite des Umkartons	521 mm
Höhe des Umkartons	610 mm
Volumen des Umkartons	0,1653 cbm
Gewicht des Produktes	0,0632 kg
Gewicht des Umkartons	15,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917095723
EAN des Umkartons	4038917067461

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

