



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.64.952
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpdeckel, Material: Pappe, weiß, Rastermaß: 9 x 9, für 81 Gefäße, passend für Röhren Ø 13 mm

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Passend für	Röhren Ø 13 mm
Lagerkapazität	81
Rastermaß	9 x 9

Maße

Breite des Produktes	135 mm
Höhe des Produktes	105 mm
Länge des Produktes	135 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Pappe
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	60
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	60
Stück pro Palette	720
Volumen des Umkartons	0,1387 cbm
Gewicht des Produktes	0,1298 kg
Gewicht des Umkartons	7,82 kg
EAN des Innenkartons	4038917319638
EAN des Umkartons	4038917571081

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

