



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.64.964
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpedeckel, Material: Pappe, weiß, Rastermaß: 8 x 8, für 64 Gefäße, passend für Röhren Ø 15 mm, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Druck
Verschlussart	Stülpedeckel
Passend für	Röhren Ø 15 mm
Lagerkapazität	64
Rastermaß	8 x 8

### **Maße**

Breite des Produktes	135 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	135 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Pappe
Farbe des Verschlusses	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	120
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	120
Stück pro Palette	1920
Volumen des Umkartons	0,1134 cbm
Gewicht des Produktes	0,0908 kg
Gewicht des Umkartons	10,95 kg
EAN des Innenkartons	4038917247412
EAN des Umkartons	4038917247405

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

