



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.64.997
Artikelbeschreibung	Lagerbox, Stülpedeckel, Material: Pappe, weiß, Rastermaß: 10 x 10, für 100 Gefäße, passend für Röhren bis max. 12 mm Ø, Röhrenhöhe zwischen 36-45 mm, 1 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Stülpedeckel
Passend für	Röhren bis max. 12 mm Ø, Röhrenhöhe zwischen 36-45 mm
Lagerkapazität	100
Rastermaß	10 x 10

### **Maße**

Breite des Produktes	135 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	135 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Pappe
Farbe des Verschlusses	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	120
Stück pro Palette	1440
Tiefe des Umkartons	546 mm
Breite des Umkartons	419 mm
Höhe des Umkartons	495 mm
Volumen des Umkartons	0,1134 cbm
Gewicht des Produktes	0,0875 kg
Gewicht des Umkartons	11,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917095907
EAN des Umkartons	4038917007887

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

