



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 95.64.998  
Artikelbeschreibung Lagerbox, Stülpdeckel, Material: Pappe, weiß

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck mit Druck  
Verschlussart Stülpdeckel

### **Maße**

Breite des Produktes 135 mm  
Höhe des Produktes 45 mm  
Länge des Produktes 135 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Pappe  
Farbe des Produktes weiß  
Material des Verschlusses Pappe  
Farbe des Verschlusses weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    10  
Stück pro Innenkarton            10  
Stück pro Umkarton                120  
Stück pro Palette                  2160  
Volumen des Umkartons            0,1134 cbm  
Gewicht des Produktes            0,065 kg  
Gewicht des Umkartons            7,86 kg  
EAN des Innenkartons              4038917246927  
EAN des Umkartons                4038917246910

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

