



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.1097.100
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 10 x 2, (LxBxH): 257 x 74 x 55 mm, für 20 Gefäße, passend für Röhren, alle S-Monovette® -Ø, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Röhren, alle S-Monovette® -Ø
Lagerkapazität	20
Rastermaß	10 x 2
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	74 mm
Höhe des Produktes	55 mm
Länge des Produktes	257 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Ständer, PC, Rastermaß: 10 x 2, passend für
Röhren, alle S-Monovette® -Ø

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 30
Stück pro Palette 900
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 340 mm
Volumen des Umkartons 0,0539 cbm
Gewicht des Produktes 0,2191 kg
Gewicht des Umkartons 7,27 kg
EAN des Innenkartons 4038917125512
EAN des Umkartons 4038917020121

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT