




Produktspezifikation

Ständer, PC, Rastermaß: 12 x 4, passend für
Röhren, S-Monovette® 15 mm und 13 mm Ø

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.1431
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 12 x 4, (LxBxH): 257 x 90 x 40 mm, für 48 Gefäße, passend für Röhren, S-Monovette® 15 mm und 13 mm Ø, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Röhren, S-Monovette® 15 mm und 13 mm Ø
Lagerkapazität	48
Rastermaß	12 x 4
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	90 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	257 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Ständer, PC, Rastermaß: 12 x 4, passend für
Röhren, S-Monovette® 15 mm und 13 mm Ø

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	40
Stück pro Palette	1200
Tiefe des Innenkartons	92 mm
Breite des Innenkartons	42 mm
Höhe des Innenkartons	259 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,1968 kg
Gewicht des Umkartons	9,61 kg
EAN des Innenkartons	4038917086615
EAN des Umkartons	4038917005159

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT