



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.1707
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PP, blau, Rastermaß: 6 x 3, (LxBxH): 295 x 114 x 65 mm, für 18 Gefäße, passend für 50 ml Zentrifugenröhren, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	50 ml Zentrifugenröhren
Lagerkapazität	18
Rastermaß	6 x 3
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	114 mm
Höhe des Produktes	65 mm
Länge des Produktes	295 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes blau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 10
Stück pro Palette 540
Tiefe des Umkartons 125 mm
Breite des Umkartons 75 mm
Höhe des Umkartons 300 mm
Volumen des Umkartons 0,0028 cbm
Gewicht des Produktes 0,2298 kg
Gewicht des Umkartons 2,81 kg
EAN des Innenkartons 4038917347501
EAN des Umkartons 4038917347495

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

