



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.826
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 6 x 3, (LxBxH): 137 x 70 x 40 mm, für 18 Gefäße, passend für Reagiergefäße 1,5 ml, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Reagiergefäße 1,5 ml
Lagerkapazität	18
Rastermaß	6 x 3
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	70 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	137 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	36
Stück pro Palette	2376
Tiefe des Innenkartons	72 mm
Breite des Innenkartons	42 mm
Höhe des Innenkartons	138 mm
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,1078 kg
Gewicht des Umkartons	4,94 kg
EAN des Innenkartons	4038917084307
EAN des Umkartons	4038917003162

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

