



Produktspezifikation

Ständer, PC, Rastermaß: 12 x 4, passend für
Röhren, S-Monovette® 13 mm Ø

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.838.013
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 12 x 4, (LxBxH): 257 x 90 x 40 mm, für 48 Gefäße, passend für Röhren, S-Monovette® 13 mm Ø, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Röhren, S-Monovette® 13 mm Ø
Lagerkapazität	48
Rastermaß	12 x 4
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	90 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	257 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Ständer, PC, Rastermaß: 12 x 4, passend für
Röhren, S-Monovette® 13 mm Ø

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 40
Stück pro Palette 1200
Tiefe des Innenkartons 92 mm
Breite des Innenkartons 42 mm
Höhe des Innenkartons 259 mm
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 340 mm
Volumen des Umkartons 0,0539 cbm
Gewicht des Produktes 0,2138 kg
Gewicht des Umkartons 10,29 kg
EAN des Innenkartons 4038917121699
EAN des Umkartons 4038917017947

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT