




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.841.100
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 10 x 2, (LxBxH): 327 x 72 x 60 mm, für 20 Gefäße, passend für Röhren bis 26 mm Ø, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Röhren bis 26 mm Ø
Lagerkapazität	20
Rastermaß	10 x 2
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	72 mm
Höhe des Produktes	60 mm
Länge des Produktes	327 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	40
Stück pro Palette	800
Tiefe des Umkartons	584 mm
Breite des Umkartons	387 mm
Höhe des Umkartons	360 mm
Volumen des Umkartons	0,0814 cbm
Gewicht des Produktes	0,2554 kg
Gewicht des Umkartons	11,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917121705
EAN des Umkartons	4038917362368

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

