



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.846.100
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 10 x 2, (LxBxH): 257 x 62 x 40 mm, für 20 Gefäße, passend für Röhren, S-Monovette® 13 mm und 11 mm Ø, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Röhren, S-Monovette® 13 mm und 11 mm Ø
Lagerkapazität	20
Rastermaß	10 x 2
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	62 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	257 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Ständer, PC, Rastermaß: 10 x 2, passend für
Röhren, S-Monovette® 13 mm und 11 mm Ø

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	60
Stück pro Palette	1800
Tiefe des Innenkartons	65 mm
Breite des Innenkartons	43 mm
Höhe des Innenkartons	260 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,17 kg
Gewicht des Umkartons	11,99 kg
EAN des Innenkartons	4038917121729
EAN des Umkartons	4038917017978

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT