



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.849.100
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 10 x 2, (LxBxH): 257 x 62 x 40 mm, für 20 Gefäße, passend für Reagiergefäße 2 ml, Microvette®, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Reagiergefäße 2 ml, Microvette®
Lagerkapazität	20
Rastermaß	10 x 2
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Breite des Produktes	62 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	257 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Ständer, PC, Rastermaß: 10 x 2, passend für
Reagiergefäße 2 ml, Microvette®

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 60
Stück pro Palette 1800
Tiefe des Innenkartons 65 mm
Breite des Innenkartons 43 mm
Höhe des Innenkartons 260 mm
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 340 mm
Volumen des Umkartons 0,0539 cbm
Gewicht des Produktes 0,1762 kg
Gewicht des Umkartons 12,36 kg
EAN des Innenkartons 4038917121743
EAN des Umkartons 4038917017992

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT