



## Produktspezifikation

Ständer, PC, Rastermaß: 6 x 3, passend für  
Röhren, S-Monovette® 15 mm und 13 mm Ø

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.850
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 6 x 3, (LxBxH): 137 x 70 x 40 mm, für 18 Gefäße, passend für Röhren, S-Monovette® 15 mm und 13 mm Ø, 1 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Passend für	Röhren, S-Monovette® 15 mm und 13 mm Ø
Lagerkapazität	18
Rastermaß	6 x 3
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### Maße

Breite des Produktes	70 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	137 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

Ständer, PC, Rastermaß: 6 x 3, passend für  
Röhren, S-Monovette® 15 mm und 13 mm Ø

Seite 2

### Material & Farben

Material des Produktes Polycarbonat (PC)  
Farbe des Produktes transparent

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 36  
Stück pro Palette 2376  
Tiefe des Innenkartons 72 mm  
Breite des Innenkartons 42 mm  
Höhe des Innenkartons 138 mm  
Tiefe des Umkartons 438 mm  
Breite des Umkartons 268 mm  
Höhe des Umkartons 155 mm  
Volumen des Umkartons 0,0182 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0969 kg  
Gewicht des Umkartons 4,55 kg  
EAN des Innenkartons 4038917084369  
EAN des Umkartons 4038917003223

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**