



## Produktspezifikation

Ständer, PC, Rastermaß: 6 x 3, passend für  
Röhren, Viereck-Küvetten, alle S-Monovette® -Ø

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.850.001
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: PC, transparent, Rastermaß: 6 x 3, (LxBxH): 137 x 70 x 40 mm, für 18 Gefäße, passend für Röhren, Viereck-Küvetten, alle S-Monovette® -Ø, 1 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Passend für	Röhren, Viereck-Küvetten, alle S-Monovette® -Ø
Lagerkapazität	18
Rastermaß	6 x 3
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### Maße

Breite des Produktes	70 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	137 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	36
Stück pro Palette	2376
Tiefe des Innenkartons	72 mm
Breite des Innenkartons	42 mm
Höhe des Innenkartons	138 mm
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,0969 kg
Gewicht des Umkartons	4,55 kg
EAN des Innenkartons	4038917121750
EAN des Umkartons	4038917018005

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

