



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.854.125
Artikelbeschreibung Block Rack D12, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 12 mm,
Rastermaß: 5 x 10, orange, Material: PP

Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Druck
Anzahl der Wells 50
Lagerkapazität 50
Rastermaß 5 x 10
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung 12 mm
Breite des Produktes 80 mm
Höhe des Produktes 45 mm
Länge des Produktes 152 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Block Rack D12, Ø Öffnung: 12 mm, 5 x 10,
orange

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes orange

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung -
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 20
Stück pro Palette 1560
Tiefe des Umkartons 428 mm
Breite des Umkartons 323 mm
Höhe des Umkartons 130 mm
Volumen des Umkartons 0,018 cbm
Gewicht des Produktes 0,1214 kg
Gewicht des Umkartons 2,8 kg
EAN des Innenkartons 4038917122689
EAN des Umkartons 4038917018524

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-09-27

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT