



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 95.1439  
Artikelbeschreibung Ständer, Material: Styropor, weiß, Rastermaß: 20 x 5, (LxBxH): 338 x 90 x 50 mm, passend für S-Monovette® Ø 11 mm, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Passend für S-Monovette® Ø 11 mm  
Rastermaß 20 x 5

### **Maße**

Breite des Produktes 90 mm  
Höhe des Produktes 50 mm  
Länge des Produktes 338 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Styropor  
Farbe des Produktes weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung Blister  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 40  
Stück pro Palette 640  
Tiefe des Umkartons 498 mm  
Breite des Umkartons 428 mm  
Höhe des Umkartons 380 mm  
Volumen des Umkartons 0,081 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0235 kg  
Gewicht des Umkartons 1,7 kg  
EAN des Innenkartons 4038917086646  
EAN des Umkartons 4038917005173

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

