



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.64.213
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: Styropor, weiß, Rastermaß: 20 x 5, (LxBxH): 336 x 89 x 49 mm, für 100 Gefäße, passend für Röhren Ø 13 mm, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Passend für	Röhren Ø 13 mm
Lagerkapazität	100
Rastermaß	20 x 5

### **Maße**

Breite des Produktes	89 mm
Höhe des Produktes	49 mm
Länge des Produktes	336 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Styropor
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Styropor
Farbe des Verschlusses	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	35
Stück pro Palette	700
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	350 mm
Volumen des Umkartons	0,0654 cbm
Gewicht des Produktes	0,03 kg
Gewicht des Umkartons	1,75 kg
EAN des Innenkartons	4038917095563
EAN des Umkartons	4038917030809

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

