



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.64.249
Artikelbeschreibung	Ständer, Deckel beiliegend, Material: Styropor, weiß, Rastermaß: 20 x 5, (LxBxH): 340 x 100 x 65 mm, für 100 Gefäße, passend für Röhren Ø 10,8 mm, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Passend für	Röhren Ø 10,8 mm
Lagerkapazität	100
Rastermaß	20 x 5

### **Maße**

Breite des Produktes	100 mm
Höhe des Produktes	65 mm
Länge des Produktes	340 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Styropor
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Styropor
Farbe des Verschlusses	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	30
Stück pro Palette	480
Tiefe des Umkartons	498 mm
Breite des Umkartons	428 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,081 cbm
Gewicht des Produktes	0,0507 kg
Gewicht des Umkartons	2,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917095570
EAN des Umkartons	4038917007757

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

