



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.64.250
Artikelbeschreibung	Ständer, Material: Styropor, weiß, Rastermaß: 20 x 5, (LxBxH): 416 x 107 x 50 mm, für 100 Gefäße, passend für Röhren Ø 15 und 16 mm, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für	Röhren Ø 15 und 16 mm
Lagerkapazität	100
Rastermaß	20 x 5

Maße

Breite des Produktes	107 mm
Höhe des Produktes	50 mm
Länge des Produktes	416 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Styropor
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Styropor
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	28
Stück pro Palette	448
Tiefe des Umkartons	498 mm
Breite des Umkartons	428 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,081 cbm
Gewicht des Produktes	0,0309 kg
Gewicht des Umkartons	1,65 kg
EAN des Innenkartons	4038917095587
EAN des Umkartons	4038917007764

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

